

Prawo Boyle-Mariotta, prosty przyrząd

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 19.10.2024/DE1

Nr art.: 1196150



to strony z
produktem

147,03 zł brutto

Model podstawowy

Za pomocą tego doświadczenia można zbadać prawo zachowania gazu doskonałego Boyle-Mariotte'a. Bardzo prosta zależność między ciśnieniem a objętością. Zestaw składa się ze strzykawki i manometru.

Wymiary:

Długość strzykawki: 120 mm; Ø manometru: 50 mm